


Birth Control

Geburtsüberwachung ohne Risiko mit dem HK Birth Control.

NEU: Unbegrenzte Reichweite durch Handy-Alarm!



HK Birth Control – das perfekte System zur Meldung der bevorstehenden Geburt. Durch spezielle Sensoren wird bei einem Feuchtigkeits- oder Temperaturanstieg über einen bestimmten Schwellenwert der Alarm ausgelöst. Das geschieht so rechtzeitig, dass alle Vorbereitungen für Hilfsmaßnahmen getroffen werden können. Der Alarm wird direkt auf ein Mobiltelefon geleitet. Das heißt, egal wo Sie sich befinden, die Alarmmeldung geht keinesfalls verloren. Das HK Birth Control-System kann mit allen Telefonnetzen betrieben werden. Durch regelmäßige SMS-Mitteilung wird der Funktionszustand des HK Birth Control mitgeteilt. Das gibt zusätzliche Sicherheit.

Profitieren Sie von der innovativen Technik des HK Birth Control und vermeiden Sie Komplikationen, die vor, während und nach der Fohle Geburt auftreten können. Vertrauen Sie der Erfahrung von Neu-Tec und Rheintechnik, den Spezialisten für innovative Produkte „rund ums Pferd“.

Komplett-Set

Hippomed / Neu-Tec GmbH
Austmannshof 7
D-33803 Steinhagen
Fon: (+49) 0 52 04 / 92 97 - 0
Fax: (+49) 0 52 04 / 92 97 - 17
info@hippomed.de
www.hippomed.de